

SpeakPad 入门

SpeakPad 通过图片和语音，帮助孩子在 iPhone 或 iPad 上沟通。

使用 SpeakPad 沟通完全免费，没有使用期限，没有广告，也无需账户。付费升级版 SpeakPad Pro 是可选的。

1 下载

用 iPhone 或 iPad 的相机扫描二维码，或在 App Store 中搜索 SpeakPad。



App Store

2 设置

首次设置只需几分钟：选择语言、起始词汇组和语音。之后都可以更改。

3 示范，不要考孩子

说话时，您自己点按一两个关键词。孩子是通过看到别人使用来学会 AAC 的，所以请持续示范，不要要求他们模仿。

有帮助的做法

- 全天把 SpeakPad 放在伸手可及的地方：吃饭时、玩耍时和外出时。
- 把每一次点按都当作真正的沟通，即使看起来是随手乱点。
- AAC 不会妨碍孩子开口说话。研究表明，它往往对说话有帮助。

来自您的治疗师或老师

推荐人

最先示范的词语

备注



指南和视频

扫码查看“第一周”指南及配套短视频。